



التاريخ: ٢٠١٧ / ٣١ / ٢٠١٧

MOHP17012588_O

المحترمين

المحترمين

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية

السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة

تحية طيبة وبعد ،

م/م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

Alaris GS, GH, CC, TIVA, PK, Eternal Syringe Pump
Asena GS, GH, CC, TIVA, PK, Eternal Syringe Pump
CareFusion
إنتاج الشركة

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد أصدرت تحذيراً عند استخدام الوسائل الطبية المذكورة أعلاه، والمصنعة قبل شهر سبتمبر 2008، المستخدمة كمضخة لحقن الأدوية بجرعات صغيرة، وذلك بسبب توقف مضاجي المضخة وتشغيل الإنذار(PL3 alarm)، والذي يؤدي إلى عدم وصول الجرعة المطلوبة إلى المريض وبالتالي قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة تهدد حياة المريض.

وعليه توصي الشركة المصنعة وبالتالي:

- يجب التوقف عن استخدام هذه المضخات فوراً عند ملاحظة الخلل وإصلاح المشكلة قبل الاستخدام.
- يجب اتباع الإرشادات الموضحة في دليل الخدمة التقنية لهذه المنتجات.

علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء ولكن حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة بإبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حال وجود أي أسئلة يرجى عدم التردد في الاتصال بإدارة الدواء على العنوانين التالية:

هاتف: 2301448 - 04 أو فاكس 2301947 - 04 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميركي
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص
رئيس اللجنة العليا للبيئة الدوائية



صدر ببيان عام الوزارة/الدبي بتاريخ ٢٠١٧ / ٣١ / ٢٠١٧

نسخة لـ :

معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
معالي / رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة - دبي
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
سعادة / مدير المكتب الطبي لوزارة شؤون الرئاسة
سعادة / مدير التنفيذي لمديرية دبي الطبية
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة / مدير دائرةتنظيم الصحي - أبوظبي
سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
سعادة / مدير إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء

Signature